

Immunodrop

Sakei

Soluzione Oftalmica Protettiva della superficie oculare

Il film lacrimale, oltre alla lubrificazione, contribuisce a modulare la risposta infiammatoria della superficie oculare, favorendo i processi di riparazione ed il mantenimento o il ripristino dell'integrità strutturale. Riveste, inoltre, un ruolo fondamentale nelle naturali difese antimicrobiche dell'occhio, costituendo una fisiologica barriera di protezione dai batteri ambientali e contrastando lo sviluppo di potenziali patogeni sia gram+ che gram-.

Una condizione ottimale della superficie oculare favorisce, pertanto, una corretta risposta infiammatoria e della immunità innata e adattativa, e contribuisce alla protezione della superficie oculare dai batteri patogeni.

Immunodrop è un dispositivo medico utile nella protezione e stabilizzazione della superficie oculare, particolarmente indicato nelle sintomatologie derivate da alterazione del film lacrimale come occhio arrossato, occhio irritato da agenti esterni o occhio secco.

I benefici clinici di **Immunodrop** si esplicano in quanto i singoli componenti, attraverso un effetto di ricostruzione del film lacrimale e di aumento dell'adesione dei batteri positivi naturalmente presenti sulla superficie oculare, stabilizzano il film lacrimale e ripristinano la naturale barriera di protezione nei confronti di agenti microbici esterni, inquinanti e sostanze ambientali.

Immunodrop è utile anche nel ripristinare il normale equilibrio del film lacrimale, che risulta alterato in corso di o in seguito ad infezioni (congiuntiviti, blefariti, blefarocongiuntiviti ed orzaiolo), anche ricorrenti, e dopo chirurgia oculare.

Il flacone di **Immunodrop** è dotato di un sistema tecnologico che permette la conservazione del prodotto senza ricorso a conservanti. L'assenza di conservanti costituisce una ulteriore prevenzione delle irritazioni della superficie oculare.

Confezione: flacone da 8 ml

Modalità d'uso

Instillare una o due gocce in ciascun occhio 3-4 volte al giorno o secondo parere del medico.

Composizione

Miscela fosfolipidica da lisato batterico di *Lactobacillus Sakei* al 4%, Idrossipropilmetilcellulosa, Acido bórico, Cloruro di sodio, Acqua depurata.

Avvertenze

- Lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto;
- Non utilizzare il prodotto se allergici o con ipersensibilità nota ad uno qualsiasi dei componenti;
- Non utilizzare su lenti a contatto indossate;
- Non utilizzare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione;
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso;
- Non utilizzare il prodotto dopo 28 giorni dall'apertura;
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sul flacone;
- Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini;
- Non ingerire;
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra;
- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico;
- Prestare attenzione affinché la punta del flacone non entri in contatto con l'occhio;
- Conservare al riparo dai raggi solari.



PHARMAXIMA S.r.l.

Via Alessandro Volta, 2A
Trezzano sul Naviglio (MI) - Italy

8 ml

STERILE R



0425



Rev. 09/2018

Distributore esclusivo

FBVISION

Ophthalmic Pharmaceuticals

via Piceno Aprutina, 47 Ascoli Piceno - Italy

fb-vision.it

PK00393 VS01

P4275a1 IDG 11/18