



LUMIXA[®]

Soluzione Oftalmica
Antiossidante, Lubrificante e Fotoprotettiva
SENZA CONSERVANTI

10 ml

LUMIXA[®] è una soluzione oftalmica antiossidante, lubrificante e fotoprotettiva senza conservanti a base di acido ialuronico sale sodico cross-linkato, liposomi e crocina.

Il sodio ialuronato cross-linkato è una forma reticolare di sodio ialuronato realizzata per ottenere dalla molecola più viscoelasticità e stabilità. Il sodio ialuronato cross-linkato assicura una migliore idratazione e una maggiore permanenza sulla superficie oculare.

Grazie alla sinergia tra sodio ialuronato cross-linkato e liposomi, **LUMIXA**[®] assicura una maggiore stabilità del film lacrimale ed è indicato per tutti i tipi di secchezza oculare causati da ipolacrimia (insufficiente produzione di film lacrimale) o dislacrimia (eccessiva evaporazione del film lacrimale).

La crocina è un carotenoide che interagisce con la radiazione luminosa a lunghezze d'onda tra 380 e 500 nm; questa sua proprietà fotoprotettiva, e la sua capacità antiossidante, rendono **LUMIXA**[®] efficace anche nelle secchezze oculari causate da uso prolungato di dispositivi elettronici (computer, cellulari, tablet). Infatti la luce blu emessa da questi dispositivi rappresenta una porzione dello spettro della luce visibile compresa tra 380 e 500 nm che può causare danno ossidativo sulla superficie oculare, il quale si manifesta con secchezza oculare e infiammazione.

LUMIXA[®] aiuta a proteggere la superficie oculare e i tessuti oculari:

- dai radicali liberi prodotti in caso di secchezza oculare
- dalle conseguenze di una elevata esposizione a dispositivi che emettono radiazioni che causano stress visivo (es. luce blu da utilizzo prolungato del computer, cellulari, tablet), da condizioni sfavorevoli di illuminazione
- in caso di stress meccanico (procedure diagnostiche e chirurgiche oftalmologiche, traumi oculari) e/o stress ambientale (aria condizionata, aria secca o inquinata, elevate temperature dell'ambiente).

Indicazioni

Trattamento sintomatico della sindrome dell'occhio secco.

Indicato anche per la protezione corneale come sostituto lacrimale in caso di stress visivo anche dovuto alle conseguente dannose della luce blu, di stress ambientale, o dopo interventi chirurgici, traumi oculari.

Modalità d'uso

Instillare una o due gocce in ciascun occhio una o più volte al giorno o secondo parere del medico.

Il prodotto può essere utilizzato con lenti a contatto indossate.

Composizione

Acido ialuronico sale sodico cross-linkato 0,15%, liposomi, crocina, sodio edetato, soluzione isotonica tamponata pH 7,2 q.b. a 100 ml.

Avvertenze

- Lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto
- Non utilizzare il prodotto se allergici o con ipersensibilità nota ad uno qualsiasi dei componenti
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso
- Non utilizzare il prodotto dopo 60 giorni dall'apertura
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sul flacone
- Conservare il prodotto a temperatura compresa tra 8 e 25 °C
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non ingerire
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra
- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico
- Prestare attenzione affinché la punta del flacone non entri in contatto con l'occhio
- Somministrare il prodotto almeno 5 minuti prima o dopo la somministrazione di altri prodotti per uso topico oftalmico

FOGLIETTO
PAP 22
carta

Verifica le disposizioni
del tuo Comune



0477

STERILE A



FBVISION
OPHTHALMIC PHARMACEUTICALS

FB VISION spa - Via San Giovanni Scafa
San Benedetto del Tronto (AP)